



INDIKASI

Cairan pembersih instrument bedah bekas pakai, instrument medis dan endoscopy, untuk perendaman manual, bak ultrasonic, dan mesin cuci instrument otomatis.

KARAKTERISTIK

- Lima enzyme complex terdiri dari enzyme protease, enzyme lipase, enzyme amilase, enzyme cellulose, dan enzyme mananase.
- Detergent complex membantu mengangkat kotoran dan bersifat non korosif.

KOMPOSISI

Lima enzyme complex (protease, lipase, amylase, mananase, celulose), non ionic surfactant, dan bahan pencampur lainnya

PERINGATAN PENGGUNAAN

Bahan kimia berbahaya, ikuti petunjuk penggunaan.
Penyimpanan dengan suhu antara +5°C sampai +35°C. Hanya digunakan oleh profesional.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Penggunaan pada mesin cuci otomatis ;
- Tuangkan Alkessi Cleanzyme sebanyak 0.1% – 0.5%.
 - Sesuaikan konsentrasi, lama perendaman dan temperature dengan banyak tidaknya kotoran.
 - Ikuti prosedur sesuai dengan ketentuan mesin yang digunakan.
 - Setelah selesai ikuti proses selanjutnya.

KEMASAN

- Galon 5 L



Diproduksi oleh :

PT. Komitkami Intinusa Gemilang

Komplek Bitzpark 3 Bekasi Blok E/20
Jl. Sultan Agung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi – Jawa Barat 17133, Indonesia

Didistribusikan oleh :

PT. Prima Alkesindo Nusantara

Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah Blok C No. 12-15
Jalan Bukit Gading Permai – Jakarta Utara 14240,
Indonesia