

STERILINGE SA

Désinfectant
du linge



- Formulation sans aldéhyde.
- Pouvoir moussant contrôlé.
- Stabilité en eau froide ou chaude.

INDICATIONS

Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique ou machine rotative.

CARACTERISTIQUES

- Liquide incolore.
- pH du produit pur à 20°C : 1 à 3
- pH à la dilution de 1 %: environ 7
- Densité à 20°C : 0,98 à 1,01

PRODUIT
A DILUER

soit 1L pour 100 L
ou 20kg de linge



STERILINGE SA

Désinfectant du linge



MODE D'EMPLOI

- Utilisation à la dilution de 1% soit 1 litre pour 100 litres d'eau ou 20 kg de linge, en respectant un temps de contact de 15 min.
- Procéder ensuite au lavage du linge.
- Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5 - 60 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : de +5°C à +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection du linge (Groupe 1 -TP 2 - Directive 98/8/CE) - usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5 L.....Réf : 1609.037

1 bidon de 25 L.....Réf : 1609.018

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1276	15 min.
Levures / Moisissures	EN 13624	15 min.
Virus	HIV-1	15 min.
	PRV (virus modèle HBV)	15 min.
	BVDV (virus modèle HCV)	5 min.

